

CertoClav Classic

Der Unverwüstliche mit Zeitschaltuhr

Der unverwüstliche CertoClav Classic, die Weiterentwicklung des CertoClav EL aus Edelstahl, ist extrem wartungsarm. Ein Präzisionsthermometer, ein Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige sorgen bei allen Anwendungen für exakte Abläufe und einwandfreie Ergebnisse.

Das Modell ist in zwei Ausführungen mit je zwei Temperaturstufen erhältlich. Sie können zwischen den Modellen 125/140 °C und 115/121 °C wählen. Die jeweilige Temperaturstufe wird über das Steuerungsventil im Deckel eingestellt. Die Ventile können nicht untereinander ausgetauscht werden, da das Thermostat des Gerätes auf das jeweilige Ventil abgestimmt und justiert wird!

Für die Steuerung der Dauer des Sterilisationsprozesses ist eine Zeitschaltuhr integriert. Bei aktiviertem Timer schaltet sich das Gerät automatisch nach Ende der voreingestellten Sterilisationszeit ab. Wenn der Timer nicht aktiviert wurde, muss der Autoklav manuell ausgeschaltet werden.



Wichtige Merkmale

- robuste Bauweise
- 2 Temperaturstufen (125/140 °C oder 115/121 °C)
- Thermostatsteuerung
- einfache Bedienung
- integrierte Zeitschaltuhr
- Entlüftung im Strömungsverfahren
- Präzisionsmanometer mit Schleppzeiger
- Heizung im Boden integriert

Lieferumfang:
CertoClav Classic inklusive Instrumentenplatte und Netzkabel

Ideal für die Sterilisation von unverpackten Feststoffen ohne Hohlräume, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten und Kunststoffen. Ebenso geeignet für die Nährmedienaufbereitung und Abfallsterilisation.

Spezifikationen

	CertoClav Classic 125/140 °C	CertoClav Classic 115/121 °C
Artikelnummer	8510174	8510184
Kammervolumen	18 Liter	18 Liter
Kammerdurchmesser	26 cm	26 cm
Kammertiefe	35 cm	35 cm
Kammermaterial	Edelstahl 316L	Edelstahl 316L
max. Betriebsdruck	2,7 bar	2,7 bar
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Heizleistung	1300 W	1300 W
Temperatureinstellungen	125 °C / 140 °C	115 °C / 121 °C
Nettogewicht	8,8 kg	8,8 kg
Produktmaße (B*T*H)	44,5*30*60,5 cm	44,5*30*60,5 cm

Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Drahtkorb mit Griff	1300149
Service Set 2	1310186
Abdampfbehälter inkl. Schlauch	8582020
Abdampfschlauch	8582016
Destillationsgerät für Wasser	8500482
Funktionsqualifizierung	1250001