

# ARTIKELLISTE 2011

## CERTOCLAV LABORAUTOKLAVEN

Ref. No.	Artikel
	CertoClav CV-EL Thermostat gesteuert
8501312	CertoClav CV-EL 12L Standard: Druckbegrenzungsventil 125/140°C
8501312A	CertoClav CV-EL 12L Auf Anfrage: Druckbegrenzungsventil 115/121°C
8501318	CertoClav CV-EL 18L Standard: Druckbegrenzungsventil 125/140°C
8501318A	CertoClav CV-EL 18L Auf Anfrage: Druckbegrenzungsventil 115/121°C
	CertoClav MultiControl Mikroprozessor gesteuert
8502312	CertoClav Multicontrol 12L
8502318	CertoClav Multicontrol 18L

# ARTIKELLISTE 2011

**CERTOCLAV®**  
Jeden Tag praktisch.

## CERTOCLAV ZUBEHÖR

Ref. No.	Artikel
8583010	Drahtkorb mit Henkel, Edelstahl 18/8, 205 mm x 185 mm, Maschenweite 8 mm x 8 mm
1250396	Dreifuß, Aluminium, Höhe 45 mm
1252201	Instrumentenplatte, Edelstahl 18/8, 215 mm
1252202	SET Instrumentenplatte + Dreifuß
8585000	Kondensatdeckel mit Trocknungseinlage, Aluminium
1240374	Wasserstandskegel
1250365	Druckerkabel MultiControl für serielle Schnittstelle, 2,5 m

CertoClav Sterilizer GmbH  
Georg Grinninger-Str. 37 • A- Traun  
Tel.: +43 (0)7229 689  
Email: [office@certoclav.com](mailto:office@certoclav.com)  
[www.certoclav.com](http://www.certoclav.com)

# ARTIKELLISTE 2011

## CERTOCLAV ERSATZTEILE

Ref. No.	Artikel
	Dichtung
1250404	Dichtung unverpackt, Silikon, 24 cm, für Deckel
1260404	Dichtung verpackt, Silikon, 24 cm, für Deckel
1250433	Dichtung für Sterilisationsventil
1250437	Dichtung für Thermometer CV-EL
1250451	Dichtung für Manometer + Abdampfhahn
1250408	Dichtung für Sockel
	Ventil
1250304	Druckbegrenzung mit Dichtung CV-EL 125/140°C
1250302	Druckbegrenzung mit Dichtung CV-EL 115/121°C
1250320	Druckbegrenzung mit Dichtung für Multicontrol 3,0 bar
1250242	Abdampfventil
1250310	Sicherheitsventil mit O-Ring, neu, Bohrung 16,2 mm
1250302	Sicherheitsventil mit O-Ring, alt, Bohrung 13,5 mm
1250317	Sicherheitsventil mit O-Ring, MC mit Entlüftungsdüse, alt (bis 1995)
1250499	CertoClav SERVICE-SET: 1 x Dichtung verpackt für Deckel, 1 x Dichtung für Sterilisationsventil, 2 x Dichtung für Manometer + Abdampfhahn, 1 x Abdampfventil

# ARTIKELLISTE 2011

	Griff
1250235	Deckelgriff mit Verriegelung, komplett
1240239	Verriegelung 4-teilig, für Reparatur
1250236	Deckelgriff mit Schraube + Mutter
1250237	Griff für Sterilisationskammer, komplett, mit Pfeil
1250238	Griff für Sterilisationskammer, komplett, ohne Pfeil
	Deckel und Bauteile
7940326	Deckel ohne Bauteile CV-EL/MultiControl
8511310	Deckel CV-EL, komplett, ohne Druckbegrenzungsventil
8510312	Deckel MultiControl, komplett, mit Ventil 3,0 bar
1250332	Thermometer mit Dichtung
1250330	Glassäule für Thermometer
1250334	Manometer, komplett, mit Eichung
1250348	Abdampfhahn CV-EL, komplett
1250194	Mutter für Manometer + Abdampfhahn
1250208	Abdampfhahn MultiControl mit Entlüftungsdüse ab 1995, komplett
1240211	Düsenplatte MultiControl, 11mm
1250380	Reinigungsnadel für Entlüftungsdüse

# ARTIKELLISTE 2011

	Kammer
8520112	Sterilisationskammer mit Griff + Sockel CV-EL 12L GS
8520118	Sterilisationskammer mit Griff + Sockel CV-EL 18L GS
8523312	Sterilisationskammer mit Griff + Sockel MultiControl 12L
8523318	Sterilisationskammer mit Griff + Sockel MultiControl 18L
1250324	Sockel mit Steckdose für CV-EL 12/18L mit/ohne Sicherung
1251324	Sockel mit Steckdose für MultiControl 12/18L
1250347	Grüner Wippschalter mit Abdeckung
1250329	Temperatur-Reglerknopf CV-EL
1250338	Thermostat Regler CV-EL
1250335	Bimetall-Sicherung
1250325	Heißgerätesteckdose, komplett
1250362	Sicherungshalter, 10 Amp
1250363	Sicherung, 10 Amp
1250355	Kabelsatz CV-EL, komplett, mit Sicherungen
1250357	Kabelsatz CV-EL, komplett, ohne Sicherungen
1250356	Kabelsatz MultiControl Kammer, komplett
1250337	Netzabel mit Stecker CV-EL (1250337CH = Schweizer Stecker)

# ARTIKELLISTE 2011

1250370	MultiControl Steuerung
	Steuerung MultiControl, komplett
1250380	Reinigungsnadel für Entlüftungsdüse
1250366	Dichtung für Sensorstecker
1240369	Triac ohne Kühlblech
1250360	Thermokabel grün mit Sensor
1230360	Sicherungshalter MultiControl, 16 Amp
1240371	Gehäuse für Steuerung
1250381	Netzkabel, 3m
1250382	Gerätekabel, 1,4m
	<b>Service</b>
1300000	Arbeitszeit Reparaturen, 15 min.
1300050	Funktionsprüfung + Zertifikat, ohne Ersatzteile