

CertoClav Connect



Der Vollautomatische mit Cloud-Dokumentation

CertoClav Connect ist ein vollautomatischer Laborautoklav, der keine Einschulung erfordert. Er wird mit einem 7 Zoll großen, robusten und hochauflösenden Touchscreens, dem CertoTouch, bedient. Sämtliche Bedienungsschritte werden direkt am CertoTouch mit Videos erklärt. Individuelle Sterilisationsprogramme, die mehrere Zeit- und Temperaturschritte umfassen, können ebenfalls direkt am CertoTouch erstellt werden.

Sobald der Autoklav über WLAN mit dem Internet verbunden ist, kann er auch mit der CertoCloud, einer automatischen Prozessdokumentation, verbunden werden. Durch diese automatische Dokumentation erfüllt der Autoklav alle GLP Vorgaben. Die Basisversion der CertoCloud ist bereits inkludiert.

Ideal für Langzeitzyklen und Materialtests wie GSB AL 631, HAST Test, Pressure Cooker Test und IPC-TM 650. Ebenso geeignet für die Nährmedienaufbereitung, Sterilisation von Abfällen, unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen und Gummi.



PT100-Temperatursensor –
Für das Autoklavieren von Flüssigkeiten

Wichtige Merkmale

- vollautomatisch
- automatische Entlüftung im fraktionierten Strömungsverfahren
- elektrisches Abdampfventil
- flexibler Mediensensor
- Zeit und Temperatur individuell editierbar
- Ethernet, LAN, WiFi
- 7" Touchscreen mit Videoassistent
- Cloud Anbindung
- Heizung im Boden integriert
- elektronische Sicherheitsverriegelung

Lieferumfang:

Produktset aus CertoClav Connect und CertoTouch Bildschirm inklusive Instrumentenplatte, PT100 Mediensensor, Netzkabel und CertoCloud Basisversion

Spezifikationen

	CertoClav Connect
Artikelnummer	8510176
Kammervolumen	18 Liter
Kammerdurchmesser	26 cm
Kammertiefe	35 cm
Kammermaterial	Edelstahl 316L
max. Betriebsdruck	2,7 bar
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz
Heizleistung	1300 W
max. Sterilisationstemperatur	20 °C bis 140 °C, einstellbar
Nettogewicht	16 kg
Produktmaße (B*T*H)	44*38*54 cm

Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Drahtkorb mit Griff	1300149
Service Set 2	1310186
CertoCloud Premium Lizenz	8500212
Destillationsgerät für Wasser	8500482
Funktionsqualifizierung	1250001