

CertoClav EL

Die wirtschaftliche Komplettlösung

Der CertoClav EL ist seit 60 Jahren unsere bewährte und wirtschaftliche Autoklavier-Komplettlösung mit Ventilsteuerung. Ein Präzisionsthermometer, ein Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige sorgen bei allen Anwendungen für exakte Abläufe und einwandfreie Ergebnisse.

Das Modell ist in zwei Ausführungen mit je zwei Temperaturstufen erhältlich. Sie können zwischen den Modellen 125/140 °C und 115/121 °C wählen. Die jeweilige Temperaturstufe wird über das Steuerungsventil im Deckel eingestellt. Die Ventile können nicht untereinander ausgetauscht werden, da das Thermostat des Gerätes auf das jeweilige Ventil abgestimmt und justiert wird!

Ideal für die Sterilisation von unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten und Kunststoffen. Ebenso geeignet für die Nährmedienaufbereitung und Abfallsterilisation.

Wichtige Merkmale

- robuste Bauweise
- 2 Temperaturstufen (125/140 °C oder 115/121 °C)
- Thermostatsteuerung
- einfache Bedienung
- hohe Heizleistung
- Heizung im Boden integriert
- Entlüftung im Strömungsverfahren
- Präzisionsthermometer
- Präzisionsmanometer mit Schleppzeiger

Lieferumfang:
CertoClav EL inklusive Instrumentenplatte und Netzkabel

Auch als SET mit Drahtkorb aus Edelstahl erhältlich – für das leichte Einheben des Autoklavierguts.



Spezifikationen

	CertoClav EL 125/140 °C		CertoClav EL 115/121 °C	
Artikelnummer	8501312	8501318	8501312A	8501318A
Kammervolumen	12 Liter	18 Liter	12 Liter	18 Liter
Kammerdurchmesser	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Kammertiefe	26 cm	39 cm	26 cm	39 cm
Kammermaterial	3103-Aluminium	3103-Aluminium	3103-Aluminium	3103-Aluminium
max. Betriebsdruck	2,7 bar	2,7 bar	2,7 bar	2,7 bar
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Heizleistung	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Temperatureinstellungen	125 °C / 140 °C	125 °C / 140 °C	115 °C / 121 °C	115 °C / 121 °C
Nettogewicht	6,2 kg	7,6 kg	6,2 kg	7,6 kg
Produktmaße (B*T*H)	39,5*27,5*50,5 cm	39,5*27,5*66,5 cm	39,5*27,5*50,5 cm	39,5*27,5*66,5 cm

Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Drahtkorb mit Griff	8583010
Service Set 1	1250499
Abdampfbehälter	8582020
Abdampfschlauch	8582016
Destillationsgerät für Wasser	8500482
Funktionsqualifizierung	1250001