

CertoClav Classic

Kammer aus elektropoliertem Edelstahl 316L,
thermostatgeregelt, nahezu wartungsfrei.

Der unverwüstliche CertoClav Classic, die Weiterentwicklung des CertoClav EL aus Edelstahl, ist extrem wartungsarm. Ein Präzisionsthermometer, ein Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige sorgen bei allen Anwendungen für exakte Abläufe und einwandfreie Ergebnisse.



Technische Daten

Kammervolumen	18 L
Kammerdurchmesser	26 cm
Kammertiefe	35 cm
Kammermaterial	Edelstahl 316L
Max. Betriebsdruck	2.7 bar
Temperatur	125 °C / 140 °C
Heizleistung	1300 W
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz
Nettogewicht	8,8 kg
Maße (B × T × H)	44.5 × 30 × 60.5 cm
Bauform	Stehend, von oben beladen
Steuerung	Manuell, ventilgesteuert
Fraktioniertes Vakuum	Nein
Flexibler Mediensensor	Nein
Schnittstellen	:
Herkunftsland	Österreich

Verfügbare Ausführungen

AUSFÜHRUNG

18 L · 125/140 °C

ARTIKELNUMMER

8510174

Freigegeben für

STERILISATION VON

- Unverpackte Feststoffe ohne Hohlkörper
- Flüssigkeiten
- Flaschen
- Instrumente
- Kunststoffe

AUFBEREITUNG VON

- Nährmedien und Agar

ABFALLENTSORGUNG

- Sterilisation von Abfall
- Abfall im Vernichtungsbeutel

FUNKTION

- Zwei Temperaturstufen

AUSSTATTUNG UND ANSCHLUSS

- Autark, kein Wasseranschluss nötig
- Einphasige Steckdose, kein Starkstrom

AUSFÜHRUNG

ARTIKELNUMMER

18 L · 115/121 °C

8510184

Beladungskapazität: Edelstahlreihe 18 L

Kammer Ø 260 mm, Höhe 330 mm, Nutzhöhe 290 mm.

BELADUNGSTRÄGER	ARTIKEL	H × Ø MM	MENGE
Instrumententray	1300155	41 × 250	1
Drahtkorb	1300149	250 × 250	1

FLASCHE	ML	H × Ø MM	FLASCHEN
DURAN® Original GL 45	2000	265 × 136	1
DURAN® GLS 80	2000	248 × 136	1
DURAN® Original GL 45	1000	230 × 101	4
DURAN® GLS 80	1000	218 × 101	4
DURAN® Original GL 45	500	181 × 84	5
DURAN® Youtility	500	193 × 78	5
DURAN® GLS 80	500	148 × 101	4
DURAN® Original GL 45	250	143 × 70	9
DURAN® Youtility	250	158 × 66	9
DURAN® GLS 80	250	105 × 95	4
DURAN® Youtility	125	124 × 55	12
DURAN® Original GL 45	100	105 × 56	12

Quelle: CertoClav-Beladungstabelle, 2022-02. DURAN® ist eine Marke von DWK Life Sciences.

Zubehör

ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER

Instrumentenplatte mit Füßen	1252203
Serviceset 2	1310186
Drahtkorb, Ø 25 cm, mit Griff	1300149
Wasserdestilliergerät	8500482
Abdampfbehälter mit Schlauch	8582020
Abdampfschlauch	8582016

CE-gekennzeichnet. Entspricht 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Angaben gelten für Artikel 8510174; andere Ausführungen können abweichen. Werte mit „auf Anfrage“ sind in diesem Dokument nicht veröffentlicht.