

CertoClav VacPro 12

Vorgewärmte Kammer, Luftkühlung und Vakuumpumpe: ein vollständiger Zyklus mit Trocknung in etwa zwanzig Minuten.

Dank vorheizbarer Kammer, Luftkühlungssystem und Vakuumpumpe ist mit den Laborautoklaven der CertoClav Vacuum Pro Serie ein schneller Sterilisationszyklus inklusive Trocknung von rund 20 Minuten möglich. Durch die intelligente Kombination von Vakuum, Druck und Dampf ist der CertoClav Vacuum Pro 12 für Festkörper aller Materialien sowie Hohlkörper geeignet.



Technische Daten

Kammervolumen	12 L
Kammerdurchmesser	20 cm
Kammertiefe	36 cm
Kammermaterial	Edelstahl 304L
Max. Betriebsdruck	230 kPa
Temperatur	105 – 134 °C
Heizleistung	2400 W
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Nettogewicht	51 kg
Maße (B × T × H)	50 × 61 × 43 cm
Bauform	Liegend, von vorne beladen
Steuerung	Vollautomatisch
Fraktioniertes Vakuum	Ja
Flexibler Mediensensor	Ja
Schnittstellen	WLAN, LAN, USB, CertoCloud
Herkunftsland	Österreich

Freigegeben für

STERILISATION VON

- Unverpackte Feststoffe ohne Hohlkörper
- Flüssigkeiten
- Flaschen
- Instrumente
- Kunststoffe
- Gummi (105 °C)
- Textilien
- Verpackte Instrumente
- Poröse Materialien
- Hohlkörper Typ A und B nach EN 13060

AUFBEREITUNG VON

- Nährmedien und Agar

ABFALLENTSORGUNG

- Sterilisation von Abfall
- Abfall im Vernichtungsbeutel

PRÜFUNG UND PROGRAMME

- Materialprüfung
- Automatische Zykluswiederholung
- Klasse-B-Programme

FUNKTION

- Digitale Dokumentation
- Programmierbar
- Touchscreen
- CertoCloud

AUSSTATTUNG UND ANSCHLUSS

- Autark, kein Wasseranschluss nötig
- Einphasige Steckdose, kein Starkstrom
- Festwasseranschluss mit automatischer Nachspeisung. Bestelloption: beim 45-Liter-Modell ein eigener Artikel (8500610W).

Beladungskapazität: Vac Pro 12

BELADUNGSTRÄGER	ARTIKEL	B × H × L MM	MENGE	FLASCHE	ML	H × Ø MM	FLASCHEN
Tropfschale / Platte für Flaschen	1300765	141 × 10 × 298	1	DURAN® GLS 80	500	148 × 101	2
Drahtkorb	8500401	146 × 107 × 300	1	DURAN® Original GL 45	250	143 × 70	6
Tray-Set, Tray	8500479	140 × 40 × 340	2	DURAN® Youtility	250	158 × 66	7
Tray-Set, Tray	8500479	180 × 40 × 340	1	DURAN® GLS 80	250	105 × 95	3
				DURAN® Youtility	125	124 × 55	10
				DURAN® Original GL 45	100	105 × 56	10

Quelle: CertoClav-Beladungstabelle, 2021-03. DURAN® ist eine Marke von DWK Life Sciences.

Zubehör

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Protokolldrucker	1300187
Etikettendrucker	8500502
Tropfschale (VacPro 12)	1300765
Drahtkorb (VacPro 12)	8500401
Tray-Set mit 3 Schubladen	8500479
Bakterienfilter (VacPro 12, VacPro 22)	1300705
CertoCloud Premium Lizenz	8500212
Wasserdestilliergerät	8500482
Barcode-Leser	8500503

CE-gekennzeichnet. Entspricht 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Angaben gelten für Artikel 8500487; andere Ausführungen können abweichen. Werte mit „auf Anfrage“ sind in diesem Dokument nicht veröffentlicht.