

CertoClav VacPro 45

45 Liter, eine Vakuumpumpe aus deutscher Fertigung und eine Dokumentation, die von selbst entsteht.

Der Autoklav STE-45-T erleichtert den Arbeitsalltag im Labor ungemein, dank seiner vordefinierten Standardprogramme, automatischer Dokumentation und kurzen Sterilisationszyklen. Seine vorheizbare Kammer, das Luftkühlungssystem und die Vakuumpumpe Made in Germany ermöglichen einen schnellen Sterilisationszyklus inklusive Trocknung.



Technische Daten

Kammervolumen	45 L
Kammerdurchmesser	31,9 cm
Kammertiefe	61,7 cm
Kammermaterial	Edelstahl 304L
Max. Betriebsdruck	230 kPa
Temperatur	105 – 134 °C
Heizleistung	2400 W
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Nettogewicht	120 kg
Maße (B × T × H)	64 × 84 × 56 cm
Bauform	Liegend, von vorne beladen
Steuerung	Vollautomatisch
Fraktioniertes Vakuum	Ja
Flexibler Mediensensor	Ja
Schnittstellen	WLAN, LAN, USB, CertoCloud
Herkunftsland	Österreich

Freigegeben für

STERILISATION VON

- Unverpackte Feststoffe ohne Hohlkörper
- Flüssigkeiten
- Flaschen
- Instrumente
- Kunststoffe
- Gummi (105 °C)
- Textilien
- Verpackte Instrumente
- Poröse Materialien
- Hohlkörper Typ A und B nach EN 13060

AUFBEREITUNG VON

- Nährmedien und Agar

ABFALLENTSORGUNG

- Sterilisation von Abfall
- Abfall im Vernichtungsbeutel

PRÜFUNG UND PROGRAMME

- Materialprüfung
- Klasse-B-Programme

FUNKTION

- Digitale Dokumentation
- Programmierbar
- Touchscreen
- CertoCloud

AUSSTATTUNG UND ANSCHLUSS

- Autark, kein Wasseranschluss nötig
- Einphasige Steckdose, kein Starkstrom
- Festwasseranschluss mit automatischer Nachspeisung.
Bestelloption: beim 45-Liter-Modell ein eigener Artikel (8500610W).
- Stützdruck für verschlossene Behälter. Bestelloption, ab Werk montiert und nicht nachrüstbar. Artikel 8500613.

Beladungskapazität: Vac Pro 45

BELADUNGSTRÄGER	ARTIKEL	B × H × L MM	MENGE	FLASCHE	ML	H × Ø MM	FLASCHEN
Tropfschale / Platte für Flaschen	1300768	221 × 10 × 511	1	DURAN® Original 45	2000	265 × 136	3
Drahtkorb	8500406	225 × 190 × 510	1	DURAN® Original GL 45	1000	230 × 101	9
Tray-Set, Tray	8500404	245 × 50 × 535	2	DURAN® GLS 80	1000	218 × 101	9
Tray-Set, Tray	8500404	250 × 50 × 535	1	DURAN® Original GL 45	500	181 × 84	12
				DURAN® Youtility	500	193 × 78	14
				DURAN® GLS 80	500	148 × 101	9
				DURAN® Original GL 45	250	143 × 70	20
				DURAN® Youtility	250	158 × 66	21
				DURAN® GLS 80	250	105 × 95	10
				DURAN® Youtility	125	124 × 55	30
				DURAN® Original GL 45	100	105 × 56	30

Quelle: CertoClav-Beladungstabelle, 2021-03. DURAN® ist eine Marke von DWK Life Sciences.

Zubehör

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Protokolldrucker	1300187
Etikettendrucker	8500502
Tropfschale (VacPro 45)	1300768
Drahtkorb (VacPro 45)	8500406
Tray-Set mit 3 Schubladen	8500404
Service Set 5	8500407
Bakterienfilter (VacPro 45)	1300858
CertoCloud Premium Lizenz	8500212
Wasserdestilliergerät	8500482
Barcode-Leser	8500503

CE-gekennzeichnet. Entspricht 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).Angaben gelten für Artikel 8500610; andere Ausführungen können abweichen.Werte mit „auf Anfrage“ sind in diesem Dokument nicht veröffentlicht.