



Beladungskapazität

Loading Capacity




CertoClav Vac Pro 12

ArtikelNr.: 8500487

Abtropfasse/ Bodenplatte
Drip tray/ Plate for bottles
ArtikelNr.: 1300765

Drahtkorb
Wire basket
ArtikelNr.: 8500401

Tray Set
ArtikelNr.: 8500479



Artikel / Item	ArtikelNr.	Breite / Width [mm]	Höhe / Height [mm]	Länge / Length [mm]	Menge / Quantity
Drip tray	1300765	141	10	298	1
Wire basket	8500401	146	107	300	1
Tray-Set	8500479	140	40	340	2
		180	40	340	1

Flasche / Bottle	Volumen / Capacity [ml]	Höhe / Height [mm]	Durchmesser / Diameter [mm]	Beladungskapazität / Loading capacity
DURAN® GLS 80	500	148	101	2
DURAN® Original GL 45	250	143	70	6
DURAN® Youtility	250	158	66	7
DURAN® GLS 80	250	105	95	3
DURAN® Youtility	125	124	55	10
DURAN® Original GL 45	100	105	56	10



Beladungskapazität

Loading Capacity




CertoClav Vac Pro 22

ArtikelNr.: 8500489

Abtropftrasse/ Bodenplatte
Drip tray/ Plate for bottles
ArtikelNr.: 1300767

Drahtkorb
Wire basket
ArtikelNr.: 8500403

Tray Set
ArtikelNr.: 8500481



Artikel / Item	ArtikelNr.	Breite / Width [mm]	Höhe / Height [mm]	Länge / Length [mm]	Menge / Quantity
Drip tray	1300767	166	10	405	1
Wire basket	8500403	170	170	410	1
Tray-Set	8500481	170	50	430	2
		220	50	430	1

Flasche / Bottle	Volumen / Capacity [ml]	Höhe / Height [mm]	Durchmesser / Diameter [mm]	Beladungskapazität / Loading capacity
DURAN® Original GL 45	500	181	84	6
DURAN® Youtility	500	193	78	6
DURAN® GLS 80	500	148	101	4
DURAN® Original GL 45	250	143	70	10
DURAN® Youtility	250	158	66	10
DURAN® GLS 80	250	105	95	4
DURAN® Youtility	125	124	55	14
DURAN® Original GL 45	100	105	56	14



Beladungskapazität


Loading Capacity

icanCLAVE STE-45-T & CertoAssist - SET


Artikelnr.: 8500610




Abtropfasse/ Bodenplatte
Drip tray/ Plate for bottles
Artikelnr.: 1300768



Drahtkorb
Wire basket
Artikelnr.: 8500406



Tray Set
Artikelnr.: 8500404



Artikel / Item	Artikelnr.	Breite / Width [mm]	Höhe / Height [mm]	Länge / Length [mm]	Menge / Quantity
Drip tray	1300768	221	10	511	1
Wire basket	8500406	225	190	510	1
Tray-Set	8500404	245	50	535	2
		250	50	535	1

Flasche / Bottle	Volumen / Capacity [ml]	Höhe / Height [mm]	Durchmesser / Diameter [mm]	Beladungskapazität / Loading capacity
DURAN® Original 45	2000	265	136	3
DURAN® Original GL 45	1000	230	101	9
DURAN® GLS 80	1000	218	101	9
DURAN® Original GL 45	500	181	84	12
DURAN® Youtility	500	193	78	14
DURAN® GLS 80	500	148	101	9
DURAN® Original GL 45	250	143	70	20
DURAN® Youtility	250	158	66	21
DURAN® GLS 80	250	105	95	10
DURAN® Youtility	125	124	55	30
DURAN® Original GL 45	100	105	56	30